

# PUNCH AÓRTICO



**A NIPRO  
CUIDA  
DE VOCÊ**



**CARDIOPULMONAR**

# PUNCH AÓRTICO

Perfurador Punch Aórtico descartável.



Reg. ANVISA / M.S.: 80788620046

## CARACTERÍSTICAS

O Punch aórtico é estéril, descartável, individual, composto de um corpo de plástico e de componentes de punção em aço inoxidável (corte e punção) para obtenção de orifícios circulares ou ovais com dimensões precisas.


Disponíveis em 16 combinações de tamanhos e comprimentos diferentes para atender às necessidades de qualquer cirurgião, oferecendo o potencial de economia sobre os punches aórticos dos concorrentes.

## VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Rápido manuseio
- Seguro e preciso
- Corte eficaz e bem definido

## INDICAÇÕES

Usado na cirurgia de revascularização do miocárdio promovendo a perfuração na aorta de forma rápida e precisa.



- Código ANVISA
- Código NIPRO

TAMANHO	2.8MM	3.6MM	4.0MM	4.4MM	4.8MM	5.2MM	5.6MM	6.0MM
CÓDIGO MODELO LONGO	• APL28 • OX-APL28	• APL36 • OX-APL36	• APL40 • OX-APL40	• APL44 • OX-APL44	• APL48 • OX-APL48	• APL52 • OX-APL52	• APL56 • OX-APL56	• APL60 • OX-APL60
	• APM28 • OX-APM28	• APM36 • OX-APM36	• APM40 • OX-APM40	• APM44 • OX-APM44	• APM48 • OX-APM48	• APM52 • OX-APM52	• APM56 • OX-APM56	• APM60 • OX-APM60
QUANTIDADE	10 UNIDADES POR CAIXA							

### NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL

Espace Center  
Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735  
Galpões 22 e 24 - VI. Anastácio  
São Paulo - SP - CEP.: 05095-035  
PABX: + 55 (11) 3643-0530

Responsável Técnico  
Maila C. F. Barros | CRF/SP: 80.118

WWW.NIPROBRASIL.COM.BR

