



**NIPRO**  
MEDICAL CORPORATION DO BRASIL

ECOCITRIC D-50



HEMOXIDAL 55



HEMOXIDAL 35



**A NIPRO  
CUIDA  
DE VOCÊ**



**HEMODIÁLISE**

## Hemoxidal 55

Formulação rende 10% a mais que as outras do mercado

Esterilizante com 5,5% de Ácido Peracético, utilizado na desinfecção e esterilização das linhas e capilares.

Com sua fórmula mais concentrada e melhor custo benefício de sua categoria, tem formulações totalmente equilibrada com **menor odor avinagrado** comparados aos concorrentes.

Para maior segurança e melhor estocagem: a embalagem do **HEMOXIDAL 55** é lacrada, a bombona é envolvida em um saco de polietileno, por fim, colocamos dentro de uma caixa de papelão.



## APLICAÇÃO

Agente esterilizante eficaz contra um amplo espectro de microrganismos (inclusive esporulados), que age pelo efeito poderoso de oxidante, sendo decomposto após aplicação, não deixando resíduos biologicamente incompatíveis com o meio ambiente.

O Hemoxidal 55 é um esterilizante para dialisadores e máquinas de hemodiálise, formulado para apresentar excelente capacidade de remoção de depósitos de sangue, mesmo em dialisadores com vários ciclos de vida já corrido (priming baixo). Comprovada eficiência na desincrustação de cristais de bicarbonato de sódio, não acarretando corrosividade aos equipamentos.

## DILUIÇÃO

### Diluição a 0,2%

Para a obtenção de uma solução de 0,2% ou 2000 ppm de Ácido Peracético: **Diluir 1L do Hemoxidal 55 em 26,5L de água.**

É importante manter um tempo de contato de no mínimo 30 minutos, para assegurar a esterilização total de todas as formas de microrganismos possíveis.

# AGULHA PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA

## Hemoxidal 35

Esterilizante com 3,5% de Ácido Peracético para utilização nas desinfecções de máquinas de hemodiálise, eficiente na desincrustação e desinfecção de cristais de bicarbonato de sódio, não acarretando corrosividade aos equipamentos.

Para maior segurança e melhor estocagem, a embalagem do **HEMOXIDAL 35** é lacrada, bombona é envolvida em um saco de polietileno, por fim, colocamos dentro de uma caixa de papelão.

### APLICAÇÃO

Agente esterilizante eficaz contra um amplo espectro de microrganismos (inclusive esporulados), que age pelo efeito poderoso de oxidante, sendo decomposto após aplicação, não deixando resíduos biologicamente incompatíveis com o meio ambiente.

O **Hemoxidal 35** é um esterilizante para dialisadores e máquinas de hemodiálise, formulado para apresentar excelente capacidade de remoção de depósitos de sangue, mesmo em dialisadores com vários ciclos de vida já corrido (priming baixo). Comprovada eficiência na desincrustação de cristais de bicarbonato de sódio, não acarretando corrosividade aos equipamentos.

### DILUIÇÃO

#### Diluição a 0,2%

Para a obtenção de uma solução de 0,2% ou 2000 ppm de Ácido Peracético: **Diluir 1L do Hemoxidal 35 em 16,5L de água.**

É importante manter um tempo de contato de no mínimo 30 minutos, para assegurar a esterilização total de todas as formas de microrganismos possíveis.



Reg. ANVISA / MS n° 32154.0009.0012



# Ecocitric D-50

Produto líquido, incolor, não tóxico e totalmente biodegradável, com a finalidade de desincrustação em máquinas de hemodiálise.

## APLICAÇÃO

**Ecocitric D-50** é um desincrustante à base de ácido cítrico e veículo estabilizado, indicado para máquinas de hemodiálise, sendo desenvolvido para remoção efetiva de depósitos de carbonatos, magnésio e resíduos orgânicos. Também foi especialmente desenvolvido para desincrustação hospitalar em geral.

O **Ecocitric D-50** é uma solução hidroalcoólica de ácido cítrico azeotrópica - por ser uma mistura azeotrópica, a proporção destes solventes (álcool e água), permite uma estabilidade da molécula de ácido cítrico mesmo quando submetido ao aquecimento. Isso garante que caso haja evaporação, a proporção dos dois solventes, será mantida no produto final.

Durante o processamento de desincrustação, a associação desta mistura azeotrópica com uma molécula de ácido cítrico, permite uma remoção eficaz de carbonatos, magnésio e matéria orgânica depositadas durante o processo de hemodiálise.

O deverá ser utilizado puro ou conforme proporção recomendada de dosagem do fabricante do equipamento, na desincrustação de máquinas de hemodiálise ou desincrustação hospitalar em geral.

O tempo de ação é de 15 minutos. É necessário o enxague até total eliminação de resíduo do produto.



Reg. ANVISA / MS n.º: 321.54.0008.0017

A NIPRO  
CUIDA  
DE VOCÊ  
HEMODIÁLISE

LEALTA.COM.BR