

CONJUNTO DE TUBOS

**A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ**



CARDIOPULMONAR

ADULTO CONVENCIONAL

CÓD. REF. ED3000

TUBO CONVENCIONAL ADULTO - CAVA ÚNICA E CAVA DUPLA.

Conjunto descartável MA3000 com Filtro Arterial Brizio.

Obs.: Tubo venoso mais rígido com espessura 1/16.



02 torneiras de 3 vias




01 conector reto 1/2" x 1/2"



01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 1/2"



02 unidades de medidor de pressão



ADULTO CONVENCIONAL

CÓD. REF. ED2999

TUBO CONVENCIONAL ADULTO - CAVA ÚNICA E CAVA DUPLA.

Conjunto descartável MA2999 com Filtro Arterial Brizio.

Obs.: Tubo venoso mais rígido com espessura 3/32 e cava única de 3,00m.



02 torneiras de 3 vias



01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 1/2"




02 conectores em Y 3/8" x 3/8" x 3/8"



02 conectores em Y 3/8" x 3/8" x 1/4"



02 unidades de medidor de pressão




ADULTO PRÉ-MONTADO

CÓD. REF. ED2986

TUBO PRÉ-MONTADO ADULTO - CAVA DUPLA.

Conjunto de tubos MP2986 com Filtro Arterial Brizio.



02 torneiras de 3 vias



02 conectores reto 3/8" x 3/8"




01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 3/8"



01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 1/2"



02 unidades de medidor de pressão



A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ

CARDIOPULMONAR

ADULTO PRÉ-MONTADO

CÓD. REF. EDC2716

TUBO PRÉ-MONTADO ADULTO - CAVA DUPLA.

Conjunto de tubos MA2716C com Filtro Arterial Brizio com conector adulto 5 MA 3/8".



02 torneiras de 3 vias



02 conectores reto 3/8" x 3/8"




01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 3/8"



01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 1/2"



02 unidades de medidor de pressão



ADULTO PRÉ-MONTADO

CÓD. REF. ED2716

TUBO PRÉ-MONTADO ADULTO - CAVA DUPLA.

Conjunto de tubos MA2716 com bacia sem conector adulto 5 MA 3/8".



02 torneiras de 3 vias



01 conector reto 3/8" x 3/8"




01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 3/8"



01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 1/2"



02 unidades de medidor de pressão



A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ

CARDIOPULMONAR

ADULTO PRÉ-MONTADO

CÓD. REF. CDB63

TUBO PRÉ-MONTADO ADULTO - CAVA DUPLA.

Conjunto de tubos cava única com Filtro Arterial Brizio.



02 torneiras de 3 vias



02 conectores reto 3/8" x 3/8"




01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 3/8"



01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 1/2"



02 unidades de medidor de pressão




ADULTO ECMO


CÓD. REF. ED3005

TUBO ADULTO PARA ECMO.

Conjunto de tubos para ECMO Adulto MA 3005.



05 torneiras de 3 vias



A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ

CARDIOPULMONAR

PEDIÁTRICO CONVENCIONAL

CÓD. REF. CDBA82

TUBO CONVENCIONAL PEDIÁTRICO - CAVA ÚNICA E CAVA DUPLA.

Conjunto de tubos 5MP 182 1/4" e 3/8" standard.



02 torneiras de 3 vias



01 conector reto 3/8" x 1/4"




01 conector em Y 1/4" x 1/4" x 1/4"



01 unidade de medidor de pressão



01 conector em Y 3/8" x 3/8" x 3/8" com tubo 3/8 - 10 cm




INFANTIL CONVENCIONAL

CÓD. REF. CDBA62

TUBO CONVENCIONAL INFANTIL - CAVA ÚNICA.

Conjunto de tubos 5UI 180 1/4" standard.



02 torneiras de 3 vias




01 conector em Y 1/4" x 1/4" x 1/4"



01 conector em Y 1/4" x 1/4" x 3/8" com tubo 3/8 - 5 cm



01 conector em reto 3/8" x 1/4" com tubo 1/4" - 6 cm



A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ


 **CARDIOPULMONAR**

INFANTIL CONVENCIONAL

CÓD. REF. CDBA106

TUBO CONVENCIONAL INFANTIL - CAVA ÚNICA.

Conjunto de tubos 5UI 1/4" standard.




INFANTIL PRÉ-MONTADO


CÓD. REF. EDC2710

TUBO PRÉ-MONTADO INFANTIL - 1/4" CAVA DUPLA.

Conjunto de tubos MA2710 com bacia sem conector infantil 6MI 1/4".



02 torneiras de 3 vias



A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ


CARDIOPULMONAR

INFANTIL ECMO


CÓD. REF. ED3007

TUBO INFANTIL PARA ECMO.

Conjunto de tubos para ECMO Infantil MA3007.



04 torneiras de 3 vias



NEONATO / INFANTIL CONVENCIONAL

CÓD. REF. CDBA107

TUBO CONVENCIONAL - NEONATO / INFANTIL CAVA ÚNICA.


Conjunto de tubos 5UI 180L 1/4" e 3/16" standard.




02 torneiras de 3 vias



01 conector em Y
1/4" x 1/4" x 1/4"



01 conector em Y
3/16" x 3/16" x 3/16"




01 conector em Y
3/16" x 3/16" x 1/4"



01 conector em Y
1/4" x 1/4" x 3/8"
com tubo 3/8" - 5 cm



01 conector em reto
3/8" x 1/4" com tubo 1/4" - 6 cm



A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ


CARDIOPULMONAR

NEONATO PRÉ-MONTADO


CÓD. REF. EDC2719

TUBO PRÉ-MONTADO NEONATO - 3/16" CAVA DUPLA

Conjunto de tubos MA2719C com bacia com conector neonato 5 MN 3/16".



02 torneiras de 3 vias



A NIPRO CUIDA DE VOCÊ

 **CARDIOPULMONAR**



NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL

Espace Center
Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735
Galpões 22 e 24 - VI. Anastácio
São Paulo - SP - CEP.: 05095-035
PABX: + 55 (11) 3643-0530

Responsável Técnico
Maita C. F. Barros | CRF/SP: 80.118

WWW.NIPROBRASIL.COM.BR