



**AQUALINER**

**A NIPRO  
CUIDA  
DE VOCÊ**



**ENDOVASCULAR**

# AQUALINER

## FIO GUIA HIDROFÍLICO


Há vários anos, a **NIPRO** produz, através da sua área de pesquisa e desenvolvimento o **Aqualiner** - fio guia hidrofílico de Liga de Níquel e Titânio, que oferece todas as vantagens de desempenho da marca líder em produtos de qualidade internacional.

## TECNOLOGIA JAPONESA MINIMAMENTE INVASIVA

- Ponta Flexível Radiopaca
- Resistência a Dobras
- Melhor hidrofília
- Melhor torque e navegação

**A NIPRO  
CUIDA  
DE VOCÊ**

**ENDOASCULAR**




A ponta angulada ajuda a garantir o uso perfeito para cada procedimento e necessidade anatômica específicos.




O núcleo de liga de Níquel e Titânio e uma combinação ideal de maleabilidade e rigidez garantem a navegação suave, sem risco de quebras ou dobras, mesmo quando passado pelos vasos mais tortuosos.



A avançada tecnologia de revestimento AQUALiner produz um "colchão úmido" entre a superfície do fio e as paredes dos vasos ou dos instrumentos, proporcionando uma navegação suave e sem atrito.



A ponta, produzida por tecnologia química e não mecânica, é radiopaca e suavemente afilada, permitindo inserção e navegação sem traumas nos vasos.



## ESPECIFICAÇÕES


Ponta Angulada

REGULAR		STIFF	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AL35150AR	0,035" X 150cm	AL35150AS	0,035" X 150cm
AL35180AR	0,035" X 180cm	AL35180AS	0,035" X 180cm
AL35260AR	0,035" X 260cm	AL35260AS	0,035" X 260cm

## RESISTÊNCIA DO REVESTIMENTO

Em teste de laboratório, o AQUALiner apresentou maior hidrofília em relação à concorrente.

### DESEMPENHO DE ADESÃO DO REVESTIMENTO





# A NIPRO CUIDA DE VOCÊ



## NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL

Espace Center  
Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735  
Galpões 22 e 24 - VI. Anastácio  
São Paulo - SP - CEP: 05095-035  
PABX: + 55 (11) 3643-0530

Responsável Técnico  
Maita C. F. Barros | CRF/SP: 80.118

[WWW.NIPROBRASIL.COM.BR](http://WWW.NIPROBRASIL.COM.BR)