

ORIENTAÇÃO DE USO

SUREFUSER

A Surefuser é um infusor elastomérico, livre de látex, DEHP, com carcaça em PVC que não necessita de bateria ou gravidade.

Utilizado frequentemente para tratamentos de quimioterapia, dor ou cuidados paliativos.



∞ CARACTERÍSTICAS

- Não necessita de programação de fluxo e nem força gravitacional para infusão
- Reduz necessidade de internação: diminui custos e o risco de infecção hospitalar
- Mínimo de volume residual
- Conector reforçado, apresentando uma linha de infusão integrada e antidobra
- Unidade de controle de fluxo plana e bem projetada, rápida equalização de temperatura em contato com a pele
- Invólucro protetor resistente
- Filtro Eficiente, particulado e autoventilado em Polietersulfona
- Não alergênico, não contém látex

∞ INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	Volume	Período de Uso	Taxa de Infusão	Vol. Residual
SFS-1002DP	100 ml	2 dias	2,1 ml/h	1,52 ml
SFS-5-25P	250 ml	2 dias	5,0 ml/h	3,61 ml
SFS-2-25P	250 ml	5 dias	2,0 ml/h	3,61 ml
SMA-2345-25P	250 ml	2 a 5 dias	2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 ml	4,73 ml